



1978

Conception de la **NUTRIVAR**,  
1<sup>ère</sup> pompe à débit variable.



1979

Conception de la **NUTRICOLD**,  
1<sup>ère</sup> pompe à nutrition réfrigérée.



1985

conception de la **NUTRIDOSE** et de la  
**CLIMADOSE**, 1<sup>ère</sup> module de pompe à  
nutrition climatique  
réfrigérant/chauffant.

Medwin, société française  
spécialisée en nutrition entérale.  
L'innovation fonctionnelle au  
service des patients

Plus de 30 ans  
dédiés à la création  
de pompes entérales



1990

Conception de la **MICROPOMPE**,  
1<sup>ère</sup> pompe à nutrition ambulatoire  
avec chambre compte goutte.

1999

Conception de la **SEC 40**  
(version société SEC).



2006

conception de la **DUMBO**,  
1<sup>ère</sup> pompe ambulatoire  
communicante



2009

Conception de  
l'**EASYMOOV**,  
un concentré  
de technologie.

**MEDWIN**  
FRANCE  
CONCEPTEUR D'EXCEPTION

### Une gamme complète destinée à toutes les situations

Référence	Description	Unité de vente
PM4	Pompe de nutrition entérale <b>EASY MOOV</b>	Une pompe
NUD145M	<b>Tubulure</b> pour pompe EASY MOOV <i>raccord poche souple</i>	Carton de 100 unités
NUUD145M	<b>Tubulure double</b> pour pompe EASY MOOV <i>2 raccords poche souple</i>	Carton de 100 unités
NUD145MP	<b>Tubulure</b> pour pompe EASY MOOV <i>raccord poche souple - pédiatrie</i>	Carton de 100 unités
NUUD145MP	<b>Tubulure double</b> pour pompe EASY MOOV <i>2 raccords poche souple - pédiatrie</i>	Carton de 100 unités
NP1GB145M	<b>Tubulure</b> pour pompe EASY MOOV <i>avec poche 0,5 litre et poche à glace</i>	Carton de 50 unités
NP2GB145M	<b>Tubulure</b> pour pompe EASY MOOV <i>avec poche 1,2 litre et poche à glace</i>	Carton de 50 unités
ENTP1251	<b>Sac à dos adulte</b>	1 sac
ENTP1250	<b>Sac à dos pédiatrique</b>	1 sac
ENTP0035	<b>Accroche potence</b> pour pompe EASY MOOV	1 unité
ENTP0020	<b>Support rail</b> pour pompe EASY MOOV	1 unité
ENTP0025	<b>Boîtier d'alarme déportée</b>	1 unité
4908183	<b>Adaptateur secteur</b>	1 unité

**MEDWIN**  
FRANCE  
CONCEPTEUR D'EXCEPTION

Avenue de la Gare BP 5  
34240 LAMALOU LES BAINS

Tél. 33 (0) 467 955 927  
Fax 33 (0) 467 957 554

serviceclient@medwin.fr  
www.medwin.fr



intuitive  
SYSTEM

NUTRITION ENTÉRALE  
**EASY**  
MOOV.4

FLUIDITÉ  
OPTIMALE  
SIMPLICITÉ  
MAXIMALE

**MEDWIN**  
FRANCE  
CONCEPTEUR D'EXCEPTION

**EASY  
MOOV.4**

**SIMPLICITÉ  
MAXIMALE  
TECHNOLOGIE  
CONCENTRÉE**

#### CLAVIER 4 TOUCHES

- Prise en main **rapide**
- Possibilité de mettre la pompe en **pause prolongée** sans déclencher d'alarme
- **Purge** de la tubulure

#### CONNEXION PC OU MODEM AUTORISANT :

- La **gestion des alarmes**
- La **programmation** de protocoles de fonctionnement
- Un accès à un **Module SAV** pour le contrôle de fonctionnement de la pompe
- **L'historique** des événements

#### PROTECTION MAXIMALE

- Alarme **débit libre** instantanée
- Alarme **occlusion** aval et amont (tubulure spécifique)
- Alarme **poche vide**
- Alarme **fin de dose** (si dose programmée)
- **Batterie** faible ou déchargée

Capot antichoc auto-extractible

Capteur Ultra son : détecte la présence d'air et le positionnement de la tubulure

Capteur Infra rouge : détecte une occlusion et le positionnement de la tubulure

Ecran rétro-éclairé sur 2 lignes de 21 caractères sans abréviation



> **NUTRITION  
EN 3 CLICS**

> **SILENCIEUSE**

> **PÉRISTALTISME  
ROTATIF CONTINU**

> **FORTE PUISSANCE  
DE POMPAGE**

> **ALARMES CLAIRES  
A L'ÉCRAN**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit de 1 à 400 ml/h par incrément de 1 ml/h
- Dose de 0 à 9999 ml par incrément de 1 ml
- Autonomie de 24 h (à 125 ml/h) par batterie Ni-MH (charge 5h)
- Poids 530 gr - IP21
- H142 x l 107 x P 47 mm

#### • Alarmes sonores et visuelles pour :

- > débit libre,
- > le contrôle de l'intégrité du système,
- > la fin de dose,
- > la tubulure mal positionnée,
- > les occlusions en aval de la pompe,
- > la présence d'air dans la tubulure (tolérant la présence de mousse dans le nutriment),
- > la batterie déchargée,
- > problème moteur,
- > le mode pause utilisé depuis trop de temps (2 minutes, sauf pause volontaire).

- Pour assurer **une sécurité maximale** contre les risques de modifications ou de manipulations involontaires des paramètres, toutes les touches de réglage sont temporisées ou verrouillées (purge, augmentation et diminution du volume et du débit).

- Coque en polycarbonate auto-extinguible

#### • Disponible avec :

- > Adaptateur secteur
- > Adaptateur rail
- > Système d'accroche pour potence
- > sac à dos adulte / pédiatrique

#### • Aspect réglementaire :

- Dispositif de classe 2a
- N° du certificat CE (Directive 93/42) : FRO6/67415
- Organisme certificateur : SGS (O120)

**NUTRITION ENTERALE**



> pédiatrie et adulte

> ambulatoire et stationnaire