



Points forts :

- Pompe à péristaltisme rotatif **portable et autonome** pour une utilisation à l'hôpital et au domicile.
- Conçue pour l'ambulatoire, elle fonctionne quelle que soit sa position.
- Motorisation adaptée pour un fonctionnement silencieux de façon continue et sans à-coup dès 1ml/h.
- Informations claires et précises à l'écran et aides au paramétrage de la pompe.
- Conception exclusive autorisant l'utilisation de tout type de nutriment, même à forte viscosité et quelle que soit la position de la pompe.
- Purge de la tubulure par la pompe.

Indication

Administration par **voie entérale** de nutriment avec régulation par pompe.
Nutrition entérale à **domicile** ou à l'**hôpital**, de l'**enfant** ou de l'**adulte**.

Caractéristiques

Débit	Plage	0 – 400 ml/h	Pas de réglage	1 ml/h	
Volume / Dose	Plage	0 – 9999 ml	Pas de réglage	1 ml	
Protection	IP21	Poids	530 gr	Dimensions (h*I*p)	15*10*4 cm
Autonomie	24 heures à 125 ml/h		Temps de charge	5 heures	

Alarmes

- Alarmes sonores et visuelles pour :
 - le contrôle de l'intégrité du système,
 - la fin de dose,
 - la tubulure mal positionnée,
 - les occlusions en aval de la pompe,
 - la présence d'air dans la tubulure (tolérant la présence de mousse dans le nutriment),
 - la batterie déchargée,
 - le mode pause utilisé depuis trop de temps (2 minutes, sauf pause volontaire).
- La détection d'occlusions en amont de la pompe est assurée avec les sets spécifiques NUD145DP.
- Pour assurer une sécurité maximale contre les risques de modifications ou de manipulations involontaires des paramètres, toutes les touches de réglage sont temporisées ou verrouillées (purge, augmentation et diminution du volume et du débit).

Matériau utilisé

Coque en polycarbonate auto extinguable

Livrée avec :

- Adaptateur secteur
- Système d'accroche pour potence

Aspect réglementaire :

Dispositif de classe 2a
N° du certificat CE (Directive 93/42) : FR06/67415
Organisme certificateur : SGS (0120)
Date d'échéance : avril 2012

Référence	Description	UV
PM4	Pompe de nutrition entérale EASY MOOV4	Une pompe
NUD145M	Tubulure pour pompe EASY MOOV raccord poche souple	Carton de 100 unités
NUUD145M	Tubulure pour pompe EASY MOOV double raccord poche souple	Carton de 100 unités
NUD145MP	Tubulure pour pompe EASY MOOV raccord poche souple - pédiatrie	Carton de 100 unités
ENTP1251	Sac à dos adulte	1 sac
ENTP1250	Sac à dos pédiatrique	1 sac